

Brugsanvisning: Supplement til model SWT-1S

Som supplement til oplysningerne i den eksisterende brugsanvisning gælder følgende bestemmelser for Swiss-Trac model SWT-1S:

Swiss-Trac model SWT-1S er udviklet til overvejende plant terræn.

Sammenlignet med Swiss-Trac SWT-1 udgør den maks. tilladte stigning ved model SWT-1S kun 12 %. Dette giver ikke mulighed for kørsel i kraftigt kuperet terræn.

Sikkerhedsanvisninger

Påhængsvægt og stigningsevne

Den maksimale påhængsvægt på 120 kg, må aldrig overskrides.
Den maksimale stigningsevne på 12 % er afhængig af underlaget.
→ Se Brugsanvisningen s. 4

Ved for kraftig stigning eller for stor påhængsvægt lyder der en hyletone, og Swiss-Trac nedsætter automatisk hastigheden. Sænk straks hastigheden ved hjælp af gas-håndtaget, ellers slukker Swiss-Trac i løbet af 5 sekunder og skal slukkes og tændes med nøglen igen. Undgå den slags overbelastninger da det reducerer levetiden for Swiss-Trac.

Godkendelse til kørsel på gader og veje

I Schweiz kræves der p.t. ingen godkendelseskontrol.
På grund af hastigheden på 9 km/t kræves der f.eks. i Tyskland køretilladelse til brug på gader og veje fra den ansvarshavende kontrolinstans, en forsikring samt baglygter og reflekser iht. færdselsloven.
Brugeren er selv ansvarlig for den gebyrpligtige engangskontrol og forsikringen af vognsættet.



Kørsels- og hastighedsreguleringer

Med vippekontakten hurtig/langsom, kan den maksimale hastighed forudvælges:
Ved trin 1 kører De omkring 4,5 km/t, og ved trin 2 omkring 9 km/t.
→ Se Brugsanvisningen s. 8

Transport i bil

Indstil altid vippekontakten hurtig/langsom til trin 1, når Swiss-Trac skal køres ind i bilen ved hjælp af læsseramperne.
→ Se Brugsanvisningen s. 18

Transport i fly

Vægten på Deres Swiss-Trac SWT-1S er 70 kg.
→ Se Brugsanvisningen s. 20

Dæk

Luftryk for baghjul: 1,5 bar.
Til model SWT-1S fås der kun dæk med kryds-, traktorprofil eller pigge
→ Se Brugsanvisningen s. 22

Tekniske data

Model	SWT-1S
HMI-Nr	35833
Rækkevidde	over 30 km på lige strækninger
Hastighed	trinløst til 9 km/t eller se typeskilt
Maks. påhængsvægt	120 kg (person med kørestol og bagage)
Maks. stigning	12 % ved 120 kg påhængsvægt
Sidehældning	Maks. 20 %
Maks. trindhøjde	13 cm opadgående 15 cm nedadgående
Maks. forhindringshøjde	fra jorden – 8 cm
Vægt	70 kg
Transport mål	ca. 75×51×53 cm
Motorydelse	400 Watt, eller se typeskilt
Batterier	2 × 12V/50AH/C ₂₀ Type: AGM (lækfri) Klasse 8, UN Nr. 2800 IATA/ICAO A67 overholdelse
Driftsspænding	100-240 VAC/50-60 Hz
Opladningsenhed	24 Volt, 8 A
Opladningstid	min. 8 timer ved tomme batterier
Hovedsikring	40 Amp. ATO-sikring, Art: 257040.LN
Forlygter	24 Volt, 15 Watt / P26
Bremser	dynamisk motorbremse mekanisk håndbremse
Dæk dimensioner	200×50 mm / 4.10/3.50-4, 4PR
Dæktryk	forrest 2,5 bar bagerst 1,5 bar Specielt dæk 1,5 bar
Maks. temperatur	Omkringliggende: -20 °C til 45 °C Opladning af batterier: 10 °C til 45 °C Opbevaring: 10 °C til 25 °C