

ATEC Ingenieurbüro AG
Breitenstrasse 1
6403 Küssnacht
Switzerland

Tel. +41 41 854 80 20
Fax +41 41 854 80 21
E-Mail info@swisstrac.ch
MWST-Nr. CHE-106.299.803

SWISS•TRAC®

www.swisstrac.ch

**An alle
SWISS-TRAC
Benützer**

CH-6403 Küssnacht, 15.08.2017/j.-

SWISS-TRAC Rollstuhl-Zuggerät

Sehr geehrter SWISS-TRAC Benützer,

Wir bestätigen hiermit folgendes:

- Unsere Zuggeräte Marke **SWISS-TRAC** sind alle mit flugtauglichen und auslaufsicheren AGM Bleibatterien ausgerüstet. **Diese erfüllen die IATA/ICAO special provision A67.**
- Der **SWISS-TRAC** kann in Flugzeug, Eisenbahn, Schiff oder Auto sicher transportiert werden. Die Batterien müssen **nicht** ausgebaut werden und es sind keine weiteren Vorsichtsmassnahmen nötig.
- Das Rollstuhl-Zuggerät ist ein Mobilitätshilfsmittel und gehört zu Ihrem Handrollstuhl. Das Gewicht beträgt ca. 65 kg (80x50x58cm / LxBxH)
- Alle Airlines müssen generell Mobilitätshilfen kostenlos befördern. Das gilt auch für den **SWISS-TRAC**.
- Sollte Ihre Airline auf einer zusätzlichen Bezahlung bestehen, empfehlen wir Ihnen, bei einer anderen Airline zu buchen und uns zu informieren.

Wir bitten Sie, Ihre Fluggesellschaft dahin zu informieren, dass **der SWISS-TRAC nicht auf dem Gepäck-Förderband transportiert werden darf.**

Hinweis: Benützen Sie für Flugreisen unser **SWISS-TRAC Transport-Banner**.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise und verbleiben

mit freundlichen Grüssen.

ATEC Ingenieurbüro AG



J. Jakober Ing. FH
Geschäftsleitung